



濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	西院区 口腔科	安装时间	2023年12月28日
安装人	王晓飞	验收时间	2024年1月15日
设备名称	口腔颌面锥形束计算机断层摄影设备	品牌型号	mDX-13SDKL1A
出厂编号	62000 1703534	生产日期	2023年12月12日
经销商	河南红太阳医疗器械有限公司	联系人及电话	13839290643
生产厂家	合肥美亚光电技术股份有限公司	联系人及电话	13865967291
保修单位	河南红太阳医疗器械有限公司	联系人及电话	13223976420
设备原值	35500	进口/国内	<input checked="" type="checkbox"/> 合格证 <input type="checkbox"/> 报关单 <input type="checkbox"/> 商检证 <input type="checkbox"/> 检验检疫证明
包装情况	<input checked="" type="checkbox"/> 无损; <input type="checkbox"/> 有残损, 箱号: _____	设备整体	<input checked="" type="checkbox"/> 配置完整, 无破损; <input type="checkbox"/> 有破损_____
主要附件及序列号	电脑	主要附件及序列号	
主要附件及序列号		主要附件及序列号	
主要附件及序列号		主要附件及序列号	
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) 投标设备的探测器: 为固定阳极、大动态范围平板探测器; CT探测器像素尺寸: 100Nm, 数: 16bit 升降行程: 130mm, 可实现标准升降和快速升降 有效成像视野: 16cm x 10cm (D x H), 一次成像, 非拼接 分辨率: 41um		
技术资料	<input checked="" type="checkbox"/> 使用说明书 (中英文对照) <input type="checkbox"/> 维护手册 <input type="checkbox"/> 维修手册 <input type="checkbox"/> 软件备份 <input type="checkbox"/> 操作规程 (需悬挂或张贴) <input type="checkbox"/> 故障代码表 <input type="checkbox"/> 维修密码 <input type="checkbox"/> 安全标示 <input checked="" type="checkbox"/> 操作培训		
验收结论	配置齐全, 验收合格。		
验收小组	 程利峰 杨志红 崔美杰 王瑞红		
使用科室:	程利峰	设备管理部门:	管家坤 2024.1.29

濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	西院区口腔科	安装时间	2023年12月28日
安装人	王晓飞	验收时间	2024年1月15日
设备名称	根管综合治疗仪	品牌型号	Meta Znolo-1
出厂编号	DYBP12311001、DYBP12310013	生产日期	2023年10月17日
经销商	河南红太阳医疗器械有限公司	联系人及电话	13839290643
生产厂家	长沙得悦科技发展有限公司	联系人及电话	李旭 18503781300
保修单位	河南红太阳医疗器械有限公司	联系人及电话	13223976420
设备原值	36000	进口/国内	<input checked="" type="checkbox"/> 合格证 <input type="checkbox"/> 报关单 <input type="checkbox"/> 商检证 <input type="checkbox"/> 检验检疫证明
包装情况	<input checked="" type="checkbox"/> 无损; <input type="checkbox"/> 有残损, 箱号: _____	设备整体	<input checked="" type="checkbox"/> 配置完整, 无破损; <input type="checkbox"/> 有破损_____
主要附件及序列号	两台平板电脑	主要附件及序列号	
主要附件及序列号	牙髓活力测试仪	主要附件及序列号	
主要附件及序列号	牙周交夹切断器	主要附件及序列号	
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) 移动充电推车, 可适配10寸移动终端平板操作设备。 无线充电平台集成式充电, 可适配5个及以上根管设备, 云云180°自由旋转 充电推车内置6800mAh锂电池可满足5个无线根管设备充满1-2次 APP控制终端通过蓝牙4.0元以上版本连接进行主要设备充电。 快速响应		
技术资料	<input checked="" type="checkbox"/> 使用说明书 (中英文对照) <input type="checkbox"/> 维护手册 <input type="checkbox"/> 维修手册 <input type="checkbox"/> 软件备份 <input checked="" type="checkbox"/> 操作规程 (需悬挂或张贴) <input type="checkbox"/> 故障代码表 <input type="checkbox"/> 维修密码 <input type="checkbox"/> 安全标示 <input checked="" type="checkbox"/> 操作培训		
验收结论	配置齐全, 验收合格		
验收小组	 程利峰 杨志红 崔美杰 王瑞兵		
使用科室:	程利峰	设备管理部门:	管保坤 2024.1.29